



遠赤外線でじんわりポカポカ

ウォームストーン
パック

HEATRAY



持ち運びのできる本格岩盤浴ホットパック

高い遠赤外線放射率を誇る、厳選の天然鉱石「温光石」を使用。
じんわりポカポカ心地よい“あたためほぐし”を、いつでもどこでも。

じんわり心地よい
“あたためほぐし”のヒミツ

手軽に使えて身体にフィット! 効率良く温めます。

専門スタッフが施術を行う鍼灸整骨院やエステサロンから、セルフでサービスを提供する施設まで、持ち運びのできる本格岩盤浴ホットパック、HEATRAY「ウォームストーンパック」を、ぜひご活用ください。

厳選の天然鉱石
「温光石」(弊社名)
を使用



凝りやすい肩に

関節痛の
出やすいヒザに

冷えやすいお腹に

New! 新たに
ワイドレンジを
ラインナップ

大きな血管やリンパ節のある
足の付け根に

スマートフォンや
パソコン仕事でお疲れの
目元のケアに



ウォームストーン
パック
導入メリット

施設・個人ともに利用されています

持ち運びに便利!

コードレスタイプなので、場所やシーンを問わずカンタンに、「〇〇しながら利用」が可能です。

体の芯まで
温まります!

岩盤浴と同じく遠赤外線作用が働きますので、15~20分当てると体の深部まで温まります。

電子レンジ
使用可能!

電子レンジが使用可能なので、急な施術にもスピーディに対応できます。

お洗濯も
スムーズ!

袋が二重構造なので取り替え簡単。お洗濯もスムーズに行えます。

導入が手軽!

設置に特別な技術は必要ありませんので、手軽にご導入いただけます。

設置も、お手入れも簡単!どこでも使えるコードレスタイプ

手軽に導入できてサービスカアッ! 様々な施設で使用できます。

HEATRAY「ウォームストーンパック」は、遠赤外線を放射する天然鉱石を、体にフィットする大きさ・形状にして、専用の二重構造の耐熱袋に封入したホットパックです。持ち運びに便利なコードレスタイプで、ウォーマー(タオルウォーマー・ホットキャビ等)と併せて電子レンジによるあたためも可能。場所やシーンを問わず、業務用途から、ご自宅で手軽に体を温める個人用途まで、カンタン・スピーディに温熱効果を味わえる、持ち運びのできる本格岩盤浴ホットパックです。

おすすめ設置場所・施設

導入事例の詳細は、
下記ホームページにて。

デイサービス/鍼灸院・整骨院/エステサロン/フィットネスクラブ
ゴルフ場/企業のリラクゼーション・リフレッシュルーム/一般家庭など



写真はイメージです

HEATRAY「ウォームストーンパック」の特徴

厳選された天然鉱石 「温光石」(弊社名)を使用。

天然鉱石には、遠赤外線の放射率が高く、健康維持に有益なごく限られた波長帯の育成光線を優先的に放出する「温光石」(弊社名)を使用しています。この天然鉱石が、HEATRAY「ウォームストーンパック」の“あたためほぐし”の肝で他とは一線を画する、“体を芯から温め、かつ冷めにくい”、“自然な心地よい温かさ”を生み出します。

岩盤浴鉱石各種 遠赤外線放射率比較データ

測定:(財)日本染色検査協会
※6~20μm平均積分放射率

遠赤外線積分放射率

天然鉱石(温光石)	93.0
天然鉱石 A	87.1
天然鉱石 B	89.2
天然鉱石 C	88.4

「温光石」は弊社取扱製品の濡れない足湯「お・も・て・な・し・あしゆ」でも使用している天然鉱石です。



体にしっかりフィットする、 コードレスタイプのホットパック。

持ち運びに便利なコードレスタイプの5つのサイズのホットパックをご用意。“寝ながらお腹を温める”“足浴しながら凝った首や肩に当てる”など、シーンを問わずカンタンに、〇〇しながら利用が可能です。いつでもどこでもじんわりポカポカ心地よい“あたためほぐし”を味わえます。



※個人のお客様のセルフ用途には
首・肩用またはワイドレンジがおすすめです。

袋が二重構造で取り換えカンタン。 お洗濯もスムーズ。

袋は天然鉱石の入った密封式の内袋と、ファスナー付きの外カバー(アイケア用はファスナーなし)の二重構造になっています。汚れたときなどのお洗濯もスムーズに行えますので、清潔さを保て、メンテナンスにかかる手間を軽減できます。

※写真はアイケア用
※外カバーのみ
お洗濯が可能です。



電子レンジの使用もでき すぐの対応にも可!

電子レンジによるあたためが可能なので、急な施術が入った場合など、すぐに使いたいときに、スムーズかつスピーディに対応できます。



- 目安として、600W・2分程度(ワンポイント用は1分程度・アイケア用は10~20秒程度)で心地よい温度になります(季節や設置環境、電子レンジの機種により差異あり)。
- 冷めきっていない状態から追加で温める際には、短い時間(10秒ずつ程度)に設定して温めてください。
- 必ず外カバーに入れた状態で温めを行ってください(内袋のみを温めないようにしてください)。
- 電子レンジのオート加熱機能での温めは、絶対に行わないようにしてください。
- 施設など頻繁に行う必要がある業務用途でのご利用の場合は、基本はウォーマーをご用意ください。

その他、電子レンジを使用する場合のご注意は、
公式ウェブサイトのある質問をご参照ください。

使用方法も楽々! 設置もカンタン。

設置作業に特別な技術は必要ありません。お手持ちのウォーマーに「ウォームストーンパック」を収納して電源を入れるだけのカンタン作業で行えます。

- ウォーマー(タオルウォーマー・ホットキャビ等)は温める機能が備わっていれば種類は問いません。施設様の規模に合ったサイズのものをご用意ください。
- 「ウォームストーンパック」が、心地よい温かさが得られる温度になるまでの所要時間(目安)等は、公式ウェブサイトのある質問をご参照ください。



●製品ラインナップ 部位に合わせた5種の形状のホットパックをご用意しています。

▼HEATRAY「ウォームストーンパック」

▼専用外カバー(交換用)

製品名	型番	希望小売価格	サイズ(W×L/㎜)	天然鉱石重量	型番	希望小売価格
お腹・腰用	WSP-001	11,330円(税別 10,300円)	約200×250mm	約960g	WSPCV-001	1,760円(税別 1,600円)
首・肩用	WSP-002	15,950円(税別 14,500円)	約505×140mm	約1,215g	WSPCV-002	2,090円(税別 1,900円)
ワンポイント用	WSP-003	6,600円(税別 6,000円)	約183×130mm	約405g	WSPCV-003	1,430円(税別 1,300円)
アイケア用	WSP-004	4,950円(税別 4,500円)	約215×100mm	約269g	WSPCV-004	1,100円(税別 1,000円)
ワイドレンジ	WSP-005	19,800円(税別 18,000円)	約675×140mm	約1,620g	WSPCV-005	2,750円(税別 2,500円)

※サイズ・重量等は、予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。

◆HEATRAY「ウォームストーンパック」は、インターネット上での販売は弊社直営のユメロン黒川ネットショップでのみ行っております。



株式会社ユメロン黒川
〒915-0822 福井県越前市元町5-7
tel.0778-24-0500

ユメロン黒川については ⇒ <https://yumeron.com/>



「ウォームストーンパック」が気になる方へ。

最新情報・導入事例・FAQなど詳細は



<https://heatray-warmstone.com/>