

遠赤外線でじんわりポカポカ

ウォームストーン  
パック



HEATRAY

## 持ち運びのできる本格岩盤浴ホットパック

高い遠赤外線放射率を誇る、厳選の天然鉱石「温光石」を使用。  
じんわりポカポカ心地よい“あたためほぐし”を、いつでもどこでも。

手軽に使えて身体にフィット! 効率良く温めます。

じんわり心地よい  
“あたためほぐし”のヒミツ



厳選の天然鉱石  
「温光石」(弊社名)を使用

凝りやすい肩に



関節痛の  
出やすいヒザに



冷えやすいお腹に



負担のかかりやすい  
腰やふくらはぎに



専門スタッフが施術を行う鍼灸整骨院やエステサロンから、セルフでサービスを提供する施設まで、持ち運びのできる本格岩盤浴ホットパック、HEATRAY「ウォームストーンパック」を、ぜひご活用ください。

ウォームストーン  
パック  
導入メリット

施設・個人ともに利用されています

持ち運びに便利!

コードレスタイプなので、場所やシーンを問わずカンタンに、「〇〇しながら利用」が可能です。

体の芯まで温まります!

岩盤浴と同じく遠赤外線作用が働きますので、15~20分当てると体の深部まで温まります。

電子レンジ使用可能!

電子レンジが使用可能なので、急な施術にもスピーディに対応できます。

導入が手軽!

設置に特別な技術は必要ありませんので、手軽にご導入いただけます。

# 設置も、お手入れも簡単!どこでも使えるコードレスタイプ



手軽に導入できてサービスカアップ!  
様々な施設で使用できます。

HEATRAY「ウォームストーンパック」は、遠赤外線を放射する天然鉱石を体にフィットする大きさ・形状にして、専用の二重構造の耐熱袋に封入したホットパックです。持ち運びに便利なコードレスタイプで、ウォーマーと併せて電子レンジによるあたためも可能。場所やシーンを問わず、カンタン・スピーディに温熱効果を味わえる、本格岩盤浴ホットパックです。

## HEATRAY「ウォームストーンパック」の特徴

### 体にしっかりフィットする、コードレスタイプのホットパック。

持ち運びに便利なコードレスタイプの2つのサイズのホットパックをご用意。“寝ながらお腹を温める”“足浴しながら凝った首や肩に当てる”など、シーンを問わずカンタンに「〇〇しながら利用」が可能です。いつでもどこでもじんわりポカポカ心地よい“あたためほぐし”を味わえます。



### 袋が二重構造で取り換えカンタン。お洗濯もスムーズ。

袋は、天然鉱石の入った密封式の内袋と、ファスナー付きの外袋の二重構造になっています。汚れたときなどのお洗濯もスムーズに行えますので、清潔さを保て、メンテナンスにかかる手間を軽減できます。



### 厳選された天然鉱石「温光石」(弊社名)を使用。

天然鉱石には、遠赤外線の放射率が高く、健康維持に有益なごく限られた波長帯の育成光線を優先的に放出する「温光石」(弊社名)を使用しています。「温光石」には、酸化マグネシウム、シリカ、アルミナ、酸化第二鉄、酸化カルシウムなどのミネラル物質が含まれています。この「温光石」は遠赤外線の放射率が他の天然鉱石と比べて群を抜いて高いというデータが出ています。この天然鉱石が、HEATRAY「ウォームストーンパック」の“あたためほぐし”の肝で他とは一線を画する、“体を芯から温め、かつ冷めにくい”、“自然な心地よい温かさ”を生み出します。

測定: (財)日本染色検査協会 ※6~20μm平均積分放射率	遠赤外線積分放射率
天然鉱石(温光石)	93.0
天然鉱石 A	87.1
天然鉱石 B	89.2
天然鉱石 C	88.4



「温光石」は、選れない足湯「お・も・て・な・し・あ・い・ゆ」でも使用している天然鉱石です。

### 電子レンジ使用可能。

電子レンジによるあたためが可能なので、急な施術が入った場合など、すぐに使いたいときに、スムーズかつスピーディに対応できます。

■目安として、600W・1分30秒で心地よい温度になります(季節や設置環境により差異あり)。※ウォーマーによるあたため所要時間は夏場でも約2.5hを要するため、事前に電子レンジを使用することにより、所要時間を短縮することができます。



### 信頼と実績のある国内メーカーのウォーマーをご用意。

国内の業務用厨房機器メーカーとして信頼と実績のあるタイジ社のウォーマー「ナースキャビ」を採用しています。マイコン制御で30℃~90℃で温度設定ができるので、季節や設置環境の温度に合わせたきめ細かい対応が可能です。内部はスライド式の3段タイプ。1段にお腹・腰用8個、首・肩用4個を収納できます。




ナースキャビ


※あたため所要時間を短縮したい場合は、電子レンジの併用がおすすめです。

### 設置もカンタン。

設置作業に特別な技術は必要ありません。ウォーマーに「ウォームストーンパック」を収納して電源を入れ、温度設定を行うだけのカンタン作業で行えます。



## ● 製品ラインナップ 部位に合わせた2種の形状のホットパック、ウォーマーは規模に合わせて2サイズをご用意しています。



製品名	型番	希望小売価格	サイズ(W×L/㎜)	天然鉱石重量
お腹・腰用	WSP-001	9,800円	約200×230㎜	約1,076g
首・肩用	WSP-002	13,800円	約505×130㎜	約1,350g



ホットキャビ

製品名	型番	希望小売価格	サイズ(外寸 W×L×H/㎜)	消費電力/本体重量
ナースキャビ	HC-38NA	140,000円	450×410×450㎜	410W/ 13kg
ホットキャビ	HC-6	34,000円	300×307×230㎜	120W/ 4kg

※「ナースキャビ」の内部はスライド式の3段タイプ。1段にお腹・腰用8個(縦積み)、首・肩用4個を収納できます。※「ホットキャビ」には、お腹・腰用4個(縦積み)または首・肩用2個を収納できます。

HEATRAY「ウォームストーンパック」とウォーマー「ナースキャビ」のお得なセットもラインナップしています。詳細は下記公式ウェブサイトまで。



株式会社ユメロン黒川  
〒915-0822 福井県越前市元町5-7  
tel.0778-24-0500

ユメロン黒川については ⇒ <http://www.yumeron.com/>

ウォームストーン  
パック



『ウォームストーンパック』が気になる方へ。

最新情報・導入事例・FAQなど詳細は

<http://heatray-warmstone.com/>